



Der CareCall home zeigt seinen Betriebszustand zu jeder Zeit optisch an.




Wird ein Ruf ausgelöst, ertönt eine Melodie. Diese signalisiert, dass der Ruf ausgeführt wird. Auf Wunsch ist auch eine stille Auslösung möglich.



Die softwaregestützte Zentralverwaltung ermöglicht einfach und effizient die lückenlose Dokumentation aller im Umlauf befindlichen Geräte einschließlich Notrufplan, Medikation und Schlüsselhinterlegungsinformation.



Durch den eingebauten Sprachspeicher wird bei Betrieb ohne Zentrale automatisch Name und Wohnort des Auslösers übermittelt. So wird auch dann Hilfe alarmiert, wenn keine Sprechverbindung aufgebaut werden kann.



Auch bei Stromausfällen funktioniert CareCall home zuverlässig durch die integrierte Notstromversorgung über Akkus.

HOSPICOM
Healthcare Consulting GmbH

CareCall home bildet die optimale Brücke zu Ihren Klienten in deren Haushalt

Der Pflegedienst hat durch den CareCall home eine noch bessere Möglichkeit, den Kontakt zu Ihren Klienten rund um die Uhr zu halten.



Bei der Installation unserer Anlagen stehen für uns stets die individuellen Anforderungen unserer Auftraggeber im Vordergrund.

So lassen sich z. B. auf Wunsch Sensoren für die unterschiedlichsten Gefahren integrieren.

CareCall home – Das professionelle System mit zukunftsorientierter Investitionssicherheit.

Wir beraten Sie gern:

Hospicom GmbH
Paul-Kock-Straße 2 · 25704 Meldorf
Tel. 0 48 32/9 09 33 · Fax /9 09 40
eMail: info@hospicom.de
www.hospicom.de
Kostenlose Info- und Servicenummer:
0 800/10 30 700

HOSPICOM
Healthcare Consulting GmbH

Die professionelle Klientenlösung für Senioren- und Altenheime sowie mobile Pflegedienste.



Ihre Sicherheit ist unser Ziel!

...das Hausrufgerät CareCall home sichert die Verbindung.

Guten Tag,

alte und hilfsbedürftige Menschen, die allein im eigenen Haushalt leben oder in einer von Ihnen betreuten Wohnumgebung, stellen eine stark wachsende Klientel für mobile Pflegeangebote dar.

Für den Dienstleister ist es dabei enorm wichtig, über eine stabile und lückenlose Verbindung von und zum Klienten zu verfügen.

Diese Möglichkeit schafft das Hausrufgerät Care-Call home. Es gewährleistet aus der Wohnung des Klienten eine zuverlässige Verbindung zu Ihrem Hilfsdienst ebenso wie ergänzend zu Freunden oder Verwandten. Durch die Möglichkeit, die Einzelgeräte über Ihre Zentrale per Software zu verwalten, unterstützt CareCall home dabei gleichzeitig Ihre lückenlose Pflegedokumentation.

Die betreuten Personen erhalten durch den Einsatz von CareCall home ein stärkeres Sicherheitsgefühl, während die pflegenden Institutionen den gesicherten Kontakt als Arbeitserleichterung verbuchen. Die Hilfsdienste können beim Auslösen des Hausrufes durch die Gegensprechfunktion besser die Situation beim Klienten beurteilen und die Pflegekräfte entsprechend koordinieren.

CareCall home ist deshalb für mobile Pflegedienste oder für den Außendienst von Pflegeheimen die optimale Notfall-Anbindung mit Klientenbindung.

Mit freundlichen Grüßen



Ulrich

Sven Ulrich
Geschäftsführer
HOSPICOM GmbH

CareCall home – Das Hausrufgerät für mehr Sicherheit

CareCall home ist ein Hausrufgerät, das es speziell älteren und kranken Menschen erlaubt, bei Bedarf schnell und unkompliziert einen Hilferuf an Ihren Pflegedienst auszulösen. Sie schaffen durch den Einsatz unseres Systems einen engen Kontakt zum Benutzer und damit eine optimale Klientenbindung.



Das Gerät ist einfach zu installieren. Es verfügt über eine Freisprecheinrichtung und wird lediglich mit einem Telefonanschluss verbunden. Ausgeliefert wird das Gerät mit nach Ihren individuellen Vorgaben installierten Zielrufnummern, die Sie jederzeit einfach und bequem durch Fernkonfiguration per Internet-Schnittstelle ergänzen oder ändern können.

Über die Ruftaste am Gerät bzw. über einen mobilen Funksender oder einen Minisender im Armbanduhr-Format kann das Gerät von jedem Ort im Haus oder vom Grundstück aus ausgelöst werden. CareCall home nimmt auf Knopfdruck Kontakt mit bis zu zehn individuell gespeicherten Zielrufnummern auf – von Verwandten, Freunden oder institutionellen Hilfsdiensten. Solange, bis ein bestätigter Kontakt zu Stande gekommen ist.

Die übersichtliche Bedienung mit einer An-/Abmeldetaste und einer Taste für die Rufauslösung garantiert eine einfache Handhabung.

CareCall home im Überblick:

- Hausrufgerät für den gewerblichen Einsatz
- bei Auslieferung sofort einsatzbereit
- lückenlose Dokumentation möglich
- Verwaltung aller im Einsatz befindlichen Geräte
- arbeitet über das normale Telefonnetz
- Fernkonfiguration über das Internet möglich
- verfügt über permanente Selbstkontrolle
- ermöglicht den Anschluss von Gefahrenmeldern wie z.B. Rauchmelder, Gaswarner, IR-Melder
- hat eine eigene Notstromversorgung
- speichert bis zu zehn Zielrufnummern
- ermöglicht die Rufauslösung von jeder Stelle der häuslichen Umgebung
- bietet vielfältige manuelle und zeitüberwachte Funktionen zur Rufauslösung
- ist durch Funksender, Armbanduhr-Sender oder Taste am Gerät auszulösen
- hat eine Freisprechfunktion
- stellt den Aufbau des bestätigten Kontaktes sicher
- sagt bei Betrieb ohne Zentrale per Sprachspeicher automatisch Name und Wohnort durch
- kombinierbar mit CareCall pro

Leicht zu bedienende Zusatzgeräte erweitern den Aktionsraum des CareCall home und geben dem Benutzer weitere räumliche Unabhängigkeit:



Spritzwassergeschützter Funksender im Armbanduhren-Format

Mobiler Funksender zum Umhängen mit Druck- und Zugfunktion

